



Más Delgado, más Cómodo.

**Ez**Sensor Classic™

**vatech**

Parámetros	Descripción
Detector	CMOS
Dimensiones [Ancho x Largo]	Tamaño 1.0_ 25.4 x 36.8 x 4.8mm Tamaño 1.5_ 29.2 x 39.5 x 4.8mm Tamaño 2.0_ 31.3 x 42.9 x 4.8mm
Tamaño de Pixel	29.6 µm
Área Activa Pixeles	Tamaño 1.0_ 20 x 30mm Tamaño 1.5_ 24 x 33mm Tamaño 2.0_ 26 x 36mm
Escala de grises	4096 niveles de grises
Resolución teórica	17 lp/mm
Longitud del cable USB entre el controlador y la PC	2.7 m (de USB a PC)

\* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

## Poderosa Herramienta de Consulta



### EzCodi, La solución completa para su consulta.

“Una imagen (animada) vale más que mil palabras”

EzCodi contiene 50 ejemplos de casos clínicos animados lo cual provee de una poderosa herramienta que ayuda a sus pacientes a comprender mejor el tratamiento.

#### Ez Codi

